

FR

Directives d'application pour fil d'acier inoxydable

- un danger peut se dégager de la fumée et de la poussière pendant le travail mécanique et thermique (par exemple: séparer, souder, meuler). En laboratoire, utiliser un système d'aspiration
- ne pas exposer à des fréquences (vibrations) élevées
- éventuellement porter de la protection des mains et / ou de lunette
- la durabilité du fil en acier inoxydable est illimitée

Nettoyage et désinfection:

les produits ne sont pas livrés stérilement et ils ne sont pas stérilisés

Les recommandations d'utilisation détaillées réondent à la norme DIN EN ISO 17664

pas applicable

Recommandations pour le stockage et le dépôt:

Sec, protégé contre la récontamination

en général, il est nécessaire de protéger les instruments contre de produits chimiques, des acides, la chaleur et des différences de Température trop important

S'il vous plaît noter les symboles sur l'emballage



usage unique

No. LOT – rend possible l'identification de la charge de production

No. d'ordre

Observer les conseilles d'utilisation